



LUXURY HYPERVITAMINIC SKINCARE

WWW.KOCCI.VIP

CROMOFOTO-TERAPIA PROFESSIONALE MEDICAL





La CromoFoto-terapia Professionale Medical è uno strumento di ultima generazione progettato per sfruttare i benefici della luce nei trattamenti di bellezza e benessere

Basata sulla fotobiostimolazione LED, questa tecnologia utilizza lunghezze d'onda selezionate per penetrare a diverse profondità nei tessuti cutanei, stimolando risposte fisiologiche precise, senza alcun contatto, dolore o effetti collaterali

Oltre a essere ampiamente impiegata in ambito estetico, la Cromoterapia Professionale Medical è anche apprezzata nel settore sanitario: oltre l'80% degli ospedali di medicina tradizionale cinese (MTC) ha integrato questo dispositivo nei protocolli di supporto alla guarigione e alla rigenerazione, grazie ai suoi effetti su circolazione, infiammazione, sistema linfatico e metabolismo cellulare



01

Trattamento senza contatto, non invasivo, effetto rapido, ciclo di trattamento breve, nessun effetto collaterale

02

L'intensità di uscita della sorgente luminosa è stabile per cui niente raggi UV, niente pigmentazione

03

Riduce l'eritema della rosacea e Riduce la teleangectasia

04

Migliora efficacemente l'attività delle cellule di collagene della pelle e leviga le rughe sottili

05

Il trattamento dell'intero viso può essere effettuato in un'unica seduta e il paziente può andarsene subito dopo il trattamento.

06

Schiarisce le macchie dovute all'età e riduce i danni alla pelle causati dal sole.

La CromoFototerapia a LED utilizza una sorgente luminosa a spettro ristretto per emettere una luce fredda che non produce calore elevato e non brucia la pelle. Converta l'energia luminosa in energia intracellulare ed è uno degli strumenti più sicuri ed efficaci per il trattamento dell'acne e il ringiovanimento cutaneo


Il trattamento si basa sulla biofotostimolazione cellulare: la luce emessa dai LED, calibrata su specifiche lunghezze d'onda, penetra nella pelle senza generare calore, andando a interagire con i mitocondri delle cellule. Questo stimola la produzione di ATP (energia cellulare), aumenta la sintesi di collagene ed elastina, migliora il microcircolo e favorisce il naturale processo di riparazione e rigenerazione dei tessuti.



Agisce sulle macchie, riduce i pori, attenua il grigiore e l'intorpidimento dei nervi



Elimina acne, brufoli, ferite scure, schiarisce la pelle e ripara quella danneggiata



Migliora il sonno, allevia lo stress, aumenta l'elasticità della pelle, migliora il rilassamento cutaneo.



KOCCI

LUXURY HYPERVITAMINIC SKINCARE



COLORI E LUNGHEZZE D'ONDA

450
nm

Profondità 0,5-1 mm

Agisce sull'epidermide,
con un'azione
antibatterica e
seboregolatrice

540
nm

Profondità 0,8-1,5 mm

Agisce sul derma
superficiale, con un
effetto riequilibrante e
decongestionante

585
nm

Profondità 1,5-2 mm

Penetra nel derma medio
con un'azione
rivitalizzante e stimolante
del microcircolo

650
nm

Profondità 2-3 mm

Agisce in profondità
sul derma profondo,
favorendo la
rigenerazione cellulare
e il ringiovanimento

900
nm

Profondità fino a 5 mm

Penetra fino allo strato
ipodermico e agisce anche
su muscoli e sistema
circolatorio profondo

BLU

Profondità 0,5-1 mm

Agisce sull'epidermide, con un'azione antibatterica e seboregolatrice

Agisce su acne attiva e pelle impura

Riduce infiammazioni e arrossamenti

**Disinfetta i pori e inibisce la proliferazione del
Propionibacterium acnes**

450
nm

Normalizza la produzione di sebo

**Post-laser e dopo trattamenti che causano
congestione superficiale**

VERDE

Profondità 0,8-1,5 mm

Agisce sul derma
superficiale, con un
effetto riequilibrante e
decongestionante

Calma le pelli reattive e stressate

Riduce la tensione cutanea

**Favorisce il drenaggio linfatico e contrasta gli
edemi**

540
nm

**Migliora il tono generale e riduce le discromie
lievi**

E' utile nei trattamenti di armonizzazione MTC

Programmi già Impostati


ROSSA

**Ha un effetto ristrutturante e restitutivo, indicato
per i trattamenti anti-età**



BENEFICI E PROTOCOLLI

Programmi già Impostati



Profondità fino a 5 mm

Penetra fino allo strato
ipodermico e agisce
anche su muscoli e
sistema circolatorio
profondo

INFRAROSSA

Effetto Decontratturante

Stimola il metabolismo cellulare profondo

**Favorisce la guarigione dei tessuti e il recupero
post-trattamento**

Attenua dolori muscolari e infiammazioni lievi


**Utile nei protocolli post-operatori e dopo
trattamenti intensivi**

900
nm

INTERFACCIA INTUITIVA

Pannello con programmi preimpostati

Pannello estremamente intuitivo: con tasti dedicati ai programmi preimpostati, permette di avviare i trattamenti in modo immediato. L'interfaccia chiara e minimale, unita alla selezione "one-touch", garantisce una gestione semplice e sicura, anche senza competenze tecniche avanzate. Ideale per un uso rapido e intuitivo



Scheda Tecnica – CromoFototerapia Professionale Medical

Voce	Specifiche
Tecnologia	LED medicale a spettro selettivo
Tipologie di luce	Blu (450 nm), Verde (540 nm), Gialla (585 nm), Rossa (650 nm), Infrarossa (810–900 nm)
Profondità di penetrazione	Da 0,5 mm (blu) fino a 5 mm (infrarossa)
Azione biologica	Stimolazione ATP, collagene, circolazione, riequilibrio ghiandolare
Trattamenti viso/corpo	Sì, pannelli regolabili per trattamenti localizzati o estesi
Durata trattamento	Programmabile da 1 a 60 minuti
Regolazioni	Selezione colore, intensità, durata; pannelli rotanti fino a 270°
Display	Touch screen multilingua
Alimentazione	AC 110V / 220V
Potenza	800 W
Densità energetica	Circa 110 mW/cm ²
Struttura e mobilità	Struttura su ruote, pannelli regolabili in altezza e inclinazione
Certificazioni	CE, ISO 13485
Utilizzo medico riconosciuto	Presente in oltre l'80% degli ospedali di medicina tradizionale cinese (MTC)





CONTRO-INDICAZIONI

NON UTILIZZARE IN CASO DI:



Donne in stato di gravidanza



Persone che hanno la tendenza a sanguinare



Persone affette da malattie autoimmuni, albinismo o fotosensibilità

Interrompere immediatamente in caso di disturbi metabolici e la conseguente leggera eruzione cutanea



LUXURY HYPERVITAMINIC SKINCARE

Grazie

per la Vostra Attenzione



Informazioni di Contatto



351. 726.14.67

366.526.80.96



www.kocchi.vip



info@kocchi.vip



Bergamo, Italia